

ADE

Marque distribuée par

PRECISA
France

**Pèse-lit électronique en
usage réglementé**

**Pèse-lit électronique
Référence : M601020**

Destiné aux patients alités dans les unités de soins intensifs. Instrument indispensable dans les centres de dialyse. Ce pèse-lit est équipé de deux plateformes de pesées indépendantes avec rampes intégrées qui permettent de positionner la balance sans effort sous le lit.

Alimentation : Secteur et batterie rechargeable

FONCTIONS

- Remise à zéro automatique
- Tare
- Fonction de pré-tarage avec 10 emplacements mémoires
- Indicateur de batterie faible
- Mise hors tension automatique
- Maintien de l'affichage
- IMC
- Interface RS232
- Support mobile inclus

Capacité	500kg
Poids du patient	300kg
Graduation	100g
Unité	kg
Dimensions des Rampes	1000x450x90mm

